



Your intelligent training partner

FITNES PROGRAMI

Povečajmo vašo moč, izkležejte vaše telo ter oblikujete vaše mišice.

ŠPORTNI PROGRAMI

Nadgradite vašo moč, izboljšajte vašo izvedbo ter vam omogočajo hitrejšo regeneracijo.



SWISS TECHNOLOGY

	Fit 1.0	Fit 3.0	Fit 5.0	SP 2.0	SP 4.0	SP 6.0	SP 8.0
Tehnologija	Žični	Žični	Brezžični	Žični	Žični	Brezžični	Brezžični
Št. KANALOV Kanali	4	4	2 (možnost doplačila na 4)	4	4	4	4
mi Tehnologija Itelegantna MI-Tehnologija	Brez	MI-scan	MI-scan MI-range Na vseh kanalih	MI-scan	MI-scan MI-range MI-tens	MI-scan MI-range Na vseh kanalih	MI-scan MI-autorange MI-tens MI-action Na vseh kanalih
WEB POVEZAVA Spletna povezava	Brez	Brez	Prenos zgodovine naprave	-	-	Prenos zgodovine naprave	Prenos zgodovine naprave in prenos ciljev.
Št. PROG. Nabor programov	- Protibol. 1 Regeneracija 1 - Fitnes 8 SKUPAJ: 10	- Protibol. 8 Regeneracija 2 Rehab 1 Fitnes 9 SKUPAJ: 20	- Protibol. 10 Regeneracija 4 Rehab 2 Fitnes 14 SKUPAJ: 30	Kondicija 7 Protibol. 6 Regeneracija 3 - Fitnes 4 SKUPAJ: 20	Kondicija 10 Protibol. 8 Regeneracija 5 Rehab 2 Fitnes 5 SKUPAJ: 30	Kondicija 10 Protibol. 8 Regeneracija 5 Rehab 2 Fitnes 5 SKUPAJ: 30	Kondicija 13 Protibol. 10 Regeneracija 5 Rehab 2 Fitnes 10 SKUPAJ: 40



MI, STIMULACIJA PRILAGOJENA VSAKI FIZIOLOGIJI TELESA

Compex stimulatorji so opremljeni z unikatno MI (mišično inteligentno) tehnologijo. Prilagojeni za vsako mišico ter poskrbijo za najbolj učinkovito elektrostimulacijo. Hkrati nudijo udobje in boljše izvedbo.

KREJA d.o.o.

Ljubljanska cesta 42, 1236 Trzin

Telefon: +386 1 564 17 14

Mobilni: +386 40 416 288

www.kreja.eu info@kreja.eu



MI TEHNOLOGIJA, KAKO DELUJE?

MI-SCAN

Stimulator poskenira mišico in avtomatsko prilagodi parametre elektrostimulacije vaši fiziologiji telesa.

MI-ACTION

Vam zagotavlja popolno kontrolo nad vašim treningom, saj optimizira učinkovitost vadbe s kombinacijo prostovoljne kontrakcije (sprožena s strani možganov) in mišično kontrakcijo, ki jo sproži elektrostimulator.

MI-TENS

Vam prilagodi nivo stimulacije za protibolečinske programe ter zagotovi optimalne rezultate.

MI-RANGE

Prilagodi intenzivnost stimulacije za vse nizkofrekvenčne programe.

MI-AUTORANGE

Najnovejša Compexova prednost, ki vam avtomatsko določi optimalni nivo stimulacije.

